


Extraits des conférences « Le PUL : l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire »

- Le PUL multi-fonctions : Harmoniser les maxillaires


Propulsion mandibulaire
Expansion maxillaire
Expansion mandibulaire
Recul des secteurs latéraux supérieurs par ancrage mandibulaire




L'ATM reste fonctionnelle grâce aux ressorts mandibulaires qui permettent la rétroposition des condyles et évitent l'inflammation ligamentaire par étirement continu.

- Les plaques palatines d'expansion (crochets cavaliers arrondis au Laser)

« Papillon »



« Vérin 3 D »



- La plaque palatine light amovible de désocclusion avec des crochets cavaliers arrondis au Laser, combinée avec un multiattache supérieur pour permettre le collage des plots mandibulaires et l'égression des molaires.



Sans plaque de désocclusion



Avec plaque de désocclusion

Autres extraits et indications : www.pulconcept.com

Pour adhérer au Club PUL et recevoir des infos : clubpul-subscribe@domeus.fr