

Nouveauté 2012 !

Le PUL W

La contention 4D anti-récidive : sagittale, transversale, verticale et fonctionnelle



Simple, confortable, économique et réglable si besoin par ouverture ou fermeture du W.

Intérêt du PUL W de stabilisation 4D : sagittale, transversale, verticale, fonctionnelle

- a. **Anti-récidive** : les récurrences concernent entre 20 et 30% des cas traités et sont une cause de déception et mécontentement pour le patient et ses parents ainsi que pour l'orthodontiste et son équipe. Le coût est important pour l'orthodontiste, tant au niveau économique (reprise de traitement gratuite) qu'au niveau de l'image du cabinet.

Garantir aux patients une stabilité optimale dans les trois sens : sagittal, transversal et vertical, ainsi que fonctionnelle, dans l'attente de la fin de la croissance faciale et nasale, pour **conserver les acquis du traitement et l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire**.

- b. Interruption, avant son terme, du traitement orthodontique pour cause diverses : démotivation, brossage insuffisant avec apparitions de tâches de déminéralisation, port insuffisant des élastiques intermaxillaires, en attente d'une ostéotomie, etc. Le PUL de stabilisation est la dernière chance pour le patient de **maintenir les résultats acquis** et profiter de la croissance résiduelle pour terminer son traitement.

Extraits des conférences « L'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire », Dr Callabe.



Autres extraits : www.pulconcept.com. Vidéos sur Youtube : [Pulconcept](#).

Pour adhérer au Club PUL et recevoir des infos : clubpul-subscribe@domeus.fr